



Medico Nord A/S

Nuser



Kipbar ryg



Joystick



Fodplade



Forhjulstruktet el-kørestol til børn

Nuser er en el-kørestol specialdesignet af **Medico Nord A/S** specielt til børn. **Nuser** udmærker sig ved at den er let at betjene, har en stærk motor, lav vægt og lille venderadius. Endvidere er **Nuser** udført i et smart og let design.

Nuser har som standard et aftageligt sammenklappeligt sæde, der produceres efter mål, for at opnå optimal siddeposition og komfort.



Medico Nord A/S

Dybdalvej 11 • Gudumholm • DK-9280 Storvorde • tel. +45 98 31 69 66 • fax. +45 98 31 69 22
email@mediconord.dk • www.mediconord.dk



Reflekser, bag



Håndtag for aktivering/deaktivering af manuel drift



Nuser i detaljer

Stærk motor • let at betjene • individuel justerbar • lille venderadius •
aftageligt sammenklappeligt sæde • maksimal stabilitet • optimale køreegenskaber • lav vægt •
stort udvalg i tilbehør

Tekniske data

HMI nr. 40534

Længde med fodplade	80 cm
Bredde	60 cm
Sædebredde	produceres efter mål
Sædedybde	produceres efter mål
Sædehøjde	fra 42 cm

Armlænsenhøjde	fra 18 cm
Ryginkel	-9° til 30°
Hastighed	6 km/t
Rækkevidde	25 km
Underbenslængde	fra 25 cm
Vægt *	70 kg
Brugervægt, max.	125 kg

* afhængigt af sædebredde og valgt tilbehør

De viste modeller er delvis forsynet med tilbehør, hvor merpris må påregnes.
Der tages forbehold for ændringer.