



Recaro



Recaro med standard
5-punktssele



- systemautostol



Åben konstruktion

Giv barnet den komfort som det fortjener

Til børn 9 kg - 36 kg

Børnautosædet der tillader børnevenlige indstillingsmuligheder og tilbyder den sikkerhed man ønsker for sit barn.

Nu også i en udgave *specielt godkendt til handicappede børn*. For yderligere komfort i den daglige brug kan sædet monteres på en drejeenhed. Dette letter betjeningen betydeligt.

Afgørende for barnets velbefinde er en optimal sædegennemluftning (Microklima). Recaro tilbyder en åben konstruktion så der opnås optimal siddeklima, også på længere køreture.





Recaro på drejeenhed.
(Tilbehør)



Fodstøtte. (Tilbehør)



Hoftepude. (Tilbehør)



Model Young Profi til
børn op til 13 kg



Abduktionskile og hofte-
pelletter som sidestøtter.
(Tilbehør)

Recaro- funktion og position

Anatomisk sædepolstring • moderne Alu-rørramme konstruktion • godt microklima gennem Recaro sædepude • ryghøjde indstillelig i 11 niveauer • sædedybde indstillelig i 6 niveauer • indstillelig skulderstøtte • 5-punkts sikkerhedssele • liggeposition indstillelig • præmieret for siddekomfort • flere udvidelsesmuligheder med tilbehør

Tekniske data Recaro

HMI nr. 32349

Barnets vægt	9 - 36 kg
Sædedybde	24 - 36 cm
Sædebredde	33 cm (indstillelig m. tilbehør)
Ryghøjde	48 - 70cm
Vægt	9 kg

OBS!
Bilens originalsele skal altid anvendes.
Sædeenheden må kun anvendes monteret i
bilens færdselsretning.