



Medico Nord A/S

Eco-Buggy



Vinkling af rygdelen



Højdejusterbar fodplade



Transportmål



- kompakt og smidig

Eco-Buggy med aluminiumsramme gør den let at køre og let at løfte. Eco-Buggy er stabil og tåler belastning op til 50 kg. Kraftigt nylonbetræk gør ryggen og sædet stabilt.

Eco-Buggy kan let foldes sammen til transport eller opbevaring.

Ryginkelen kan let justeres for at give den bedste komfort. Fodpladen kan indstilles til en underbenslængde på 20 - 34 cm.

Eco-Buggy har dobbelte forhjul med retningslås, varekurv, baghjulsbremser, hoftebælte og polstring.



Medico Nord A/S

Dybdalvej 11 • Gudumholm • DK-9280 Storvorde • tel. +45 98 31 69 66 • fax. +45 98 31 69 22
email@mediconord.dk • www.mediconord.dk



Baghjul med bremses



Dobbelte forhjul med retningsslås



Varekurv



Eco-Buggy

Aluminiumsramme • foldbar • rygvinkling • svingbare forhjul med retningsslås • baghjulsbremses • varekurv •
hoftebælte • justerbar underbenslængde

Tekniske data Eco-Buggy	HMI nr. 32363	
Sædedybde	30 cm	
Sædebredde	35cm	
Rygdels højde	55 cm	
Rygdels vinkel	90° - 110°	
Underbenslængde justerbar*	20 - 34 cm	*max. UL fordrer justering af forhjulene
Vægt	9 kg	
Max. belastning	50 kg	
Hjuldiameter, for	16,5 cm	
Hjuldiameter, bag	20 cm	
Transportmål	30 x 40 x 120 cm	

Der tages forbehold for tekniske ændringer.