


# Medico Rollator



Medico Terapi Rollator  
Str. 3



Hoftepelletter (tilbehør)



Slæbebremse, antitip  
(tilbehør)



## - den ergonomiske walker

Medico Rollator, ny og forbedret udgave af Nurmi. Denne funktionelle „trækkerollator“ i klassisk diskret design til børn og unge leveres i fire størrelser. Medico Rollator er en „trækkerollator“ der støtter barnet bagfra og understøtter en opret holdning stående eller gående.

Medico Rollator udmærker sig ved at den holder brugeren aktiv støtter personen i træning af det naturlige bevægelsesmønster. Konstruktionen giver balance og letter barnets eller den unges gang. Gribebøjlen kan justeres til barnets højde.

Medico Rollator er sikker. Meget effektive og lydløse tilbageløbsbremser integreret i baghjulene sikrer, at Medico Rollator ikke ruller bagud.

Medico Rollator udstyret med massive Eva-Purbane hjul med kuglelejer, samt retningslås på forhjulene. Endvidere er Medico Rollator har stærke plasthjulgafler, der ikke ridser inventar.

Som tilbehør tilbydes slæbebremse, hvilket anbefales især til nye brugere. Yderligere tilbehør er sæde, kurv, antitip, hoftepelletter, underarmsstøtter og skubbestang.





Opklappeligt sæde (tilbehør)



Håndtagsstop (tilbehør)

## Medico Rollator; smidig, sikker, stabil

- Trække rollator for børn i fire størrelser: Håndtagshøjde fra 40 til 90 cm • Foldbar, højdejusterbar
- svingbare forhjul m/ retningslås • højdejusterbar gribebøjle • tilbageløbsbremse på baghjulene
  - stort tilbehørsprogram

Tekniske data:	Str. 0	Str. 1	Str. 2	Str. 3
	HMI nr. 49393	HMI nr.14391	HMI nr. 14392	HMI nr. 14393
Håndtagshøjde min.	40 cm	46 cm	57 cm	74 cm
Håndtagshøjde max.	56 cm	59 cm	80 cm	90 cm
Bredde v. håndtag	30 cm	36 cm	41 cm	50 cm
Indv. frirum v. fod	31 cm	36 cm	38 cm	47 cm
Total længde	53 cm	58 cm	69 cm	83 cm
Total bredde	50 cm	56 cm	57 cm	69 cm
Sædehøjde*	31 cm	34 cm	42 cm	52 cm
Vægt	5,5 kg	5,7 kg	6,2 kg	8,5 kg
Max. belastning	25 kg	25 kg	40 kg	55 kg
Forhjul, svingbare	100 mm	100 mm	140 mm	200 mm
Baghjul, tilbageløbsbremse	140 mm	140 mm	140 mm	200 mm

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

\*) Ekstraudstyr